

CATHÉTER COURT SÉCURISÉ AVEC AILETTES. SANS PORT D'INJECTION



Les plus :

- Protection contre les blessures accidentelles par piqûre.
- Technique de canulation identique aux cathéters courts IV conventionnels.
- Technologie de recouvrement de pointe d'aiguille à activation automatique, pas activation de l'utilisateur requise.
- Mécanisme de sécurité incontournable.
- Coupe d'aiguille type "Backcut", réduit la douleur à la canulation.
- Conception avancée de pointe de cathéter (conique) pour une transition plus douce.
- Chambre de retour de flux sanguin transparente avec filtre hydrophobe pour un contrôle constant.
- Matériaux de cathéter disponible PTFE, FEP et PUR.

Spécifications :

Réf.	Gauge	Débit ml/min	Code couleur (universel)	Diamètre extérieur mm	Longueur mm	Indications
TRUSAFE22	22G	33	Bleu	0,9	19	iv/sc
TRUSAFE22-25	22G	33	Bleu	0,9	25	IV
TRUSAFE24	24G	18	Jaune	0,7	19	IV/SC

Attention

- » Ne pas essayer de réinsérer l'aiguille guide partiellement ou complètement retirée.
- » En cas d'échec de la ponction veineuse, retirer d'abord l'aiguille pour activer le mécanisme de sécurité, puis retirer le cathéter du patient.



IMM / 2 rue Marcel Paul 90000 Belfort / 03 84 27 25 22 Fax 03 84 27 325 23 / contact@immfrance.fr